



HermanMiller

Carros clínicos







Diseñados para usted

Los profesionales dedicados al cuidado de personas con las herramientas necesarias y los productos que apoyen el flujo de trabajo, pueden mejorar su experiencia en el cuidado del paciente. Por ello, basamos el diseño de nuestros carros de almacenaje y transporte en un análisis real de las necesidades del cuidador, y los sometemos a pruebas rigurosas simulando condiciones de uso con alta actividad de trabajo en entornos hospitalarios.

Su diseño modular – configurable mediante una variedad de estructuras distintas de carro y una amplia selección de componentes y accesorios interiores, intercambiables y ligeros – ofrece una manera sencilla de crear el carro que necesite, y de ajustarlo para adaptarse a las necesidades del futuro. Su resistente diseño asegura una vida útil duradera tras su uso frecuente a lo largo de los años.

Los componentes y accesorios desmontables hacen que cada superficie, tanto interior como exterior sea fácilmente accesible para su limpieza, manteniendo los carros libres de gérmenes y reduciendo la propagación de infecciones.

Nuestras soluciones adaptables y pensadas especialmente para cuidadores ayudan a aumentar la eficiencia y calidad de su trabajo para asegurar una mayor satisfacción del paciente. Le invitamos a revisar nuestra gama de productos presentada en este catálogo. Póngase en contacto con nosotros para definir el diseño ideal del carro que satisface sus necesidades específicas.

Carros clínicos

Versátiles por definición

Modularidad

Nuestros carros están diseñados para ofrecerle flexibilidad. Están intencionadamente diseñados para cambiar al tiempo que lo hacen sus necesidades, y pueden ser un componente clave en la creación de instalaciones adaptables.

La naturaleza modular de nuestros carros queda demostrada con sus tamaños, cajones y accesorios universales e intercambiables. Las ranuras en el cuerpo de los carros tienen medidas universales que permiten la colocación de cualquier cajón, estante o accesorio en cualquier carro de la línea de productos de este catálogo. Los componentes de los carros pueden utilizarse incluso con otros diseños del mobiliario clínico de Herman Miller.

Los carros estandarizados tienen un tamaño de 508 y 610 mm de ancho (y ancho doble) y de 914, 1067 y 1829 mm de alto, ofreciéndole así distintas opciones para funciones específicas o mobiliario con gran capacidad de almacenaje. Realizamos también carros con configuraciones y alturas adicionales para clientes con peticiones específicas distintas al diseño estandarizado.

Valor

Nuestro servicio incluye el material, transporte e instalación. Nuestros carros tienen valor a largo plazo, es decir, los componentes comprados pueden realizar la función necesaria en el momento de la compra y cambiarse según los nuevos o distintos usos que pueda tener en el futuro.

Durabilidad

Todos nuestros carros están contruidos con una base de acero y un recubrimiento de material plástico muy resistente a impactos y al paso del tiempo. El color está integrado en el mismo plástico por lo que, aunque el carro sufra golpes o arañazos, su color permanece intacto. De esta manera, nuestros carros mantienen una buena apariencia durante mucho tiempo. Los cajones pueden extenderse completamente sin tambalearse ni caerse, aumentando así la eficiencia en el almacenaje y la reposición. Las partes superiores son robustas, construidas como parte del carro y no como componentes insertados.

Nuestros técnicos de laboratorio testean los carros con procedimientos rigurosos, simulando las condiciones de ambientes sanitarios para asegurar el buen funcionamiento de éstos.

Limpieza

Todos los componentes y accesorios pueden extraerse del cuerpo del carro, facilitando el acceso a todas las superficies – interiores y exteriores – para su limpieza. Cada detalle y esquina de los cajones y subcontenedores está diseñado pensando en su limpieza. Las superficies de los carros y sus componentes se pueden lavar sin riesgo de oxidación ni de producir ningún daño al material.

Los carros de cuerpo cerrado y los cajones protegen el material contenido en su interior contra la contaminación por polvo o desechos, solucionando el problema de riesgo de exposición al que se enfrentan los cajones de metal perforados.

Ergonomía

Las esquinas redondeadas y el asidero de fácil sujeción hacen de nuestros carros un mobiliario de fácil manejo y con un diseño ergonómico. Los detalles diseñados para ello incluyen estantes extraíbles y cajones fácilmente manejables, lisos y robustos. El bajo peso de los carros y sus ruedas de larga duración facilitan su manejo para superar los desniveles al entrar en un ascensor o atravesar una puerta, así como su movilidad cuando se requiera una respuesta de urgencia.

Seguridad

Se puede personalizar la seguridad de los carros con distintos sistemas de bloqueo. Pueden pedirse con puertas sólidas con cerradura mediante llave o código, o con lector de proximidad. Los carros altos vienen con puerta tipo persiana, puerta sólida o de cristal con bisagras que maximizan la eficiencia de almacenaje del espacio interior y, a su vez, ofrecen seguridad para el producto almacenado. Además, los cajones también pueden tener un sistema de bloqueo, añadiendo otro nivel de seguridad en caso necesario. Nuestras cerraduras de alta seguridad funcionan con juegos de llaves de las que no pueden hacerse copias. También se dispone de cerraduras sin llave (con código).

Personalización

Las ventajas que ofrecen nuestros carros van más allá del producto en sí. Nuestros consultores clínicos y diseñadores son expertos en análisis de procesos, funciones, almacenaje de trabajo y flujos de transporte. Ellos trabajarán con su equipo y le ayudarán a determinar el almacenaje y la configuración óptimos para su producto.

Carros de especialidades o provisiones

Gran abanico de aplicaciones, funciones especializadas y configuraciones de seguridad

La amplia gama de nuestros carros de especialidades o provisiones le ofrece opciones para adaptarse a la capacidad, función y flujo de trabajo que mejor se ajuste a sus métodos y procedimientos. Podemos recomendar combinaciones diseñadas para funciones específicas.

Ofrecemos también un carro que le dará acceso a los cajones y su contenido desde la parte trasera o la delantera. Nuestras opciones de cerradura le aseguran que sus productos se mantendrán intactos. Los carros de especialidades o de provisiones están disponibles con acceso mediante llave, código o lector de proximidad, indicador de manipulación, fijación de seguridad a pared y puerta con cerradura. Los carros puerta de bloqueo se bloquean automáticamente al cerrar las puertas. Las opciones de cerradura sin llave incluyen una alarma que suena si la puerta de bloqueo no está completamente cerrada.





Organizado para ofrecer movilidad

Nuestros cajones y subcontenedores universales permiten extraer y transportar los recipientes individuales y las provisiones que necesite al lugar de trabajo.



Enfocados en el cuidado del paciente

Mueva eficientemente los suministros específicos de cada paciente desde la farmacia o las áreas centrales de suministro hasta las plantas y habitaciones.



Gama de colores reconfortantes

Deles la bienvenida a los pacientes y a sus familias en un ambiente donde se sientan como en casa. La gama de carros que ofrecemos contiene una gran selección de colores. (Ver la página 17 para obtener más detalles).



Combinaciones óptimas

Combine cajones y estantes de distintas maneras para organizar eficientemente el material de distintas medidas. Puede utilizar un carro doble-ancho en los departamentos de urgencias ofreciendo espacio extra para materiales de ortopedia.

Carros de especialidades o provisiones



Amplio espacio

Un carro doble-ancho ofrece mucho espacio para almacenaje. Con posibilidad de incorporar estantes y cajones, y también configurarse con racks para el almacenaje eficiente de catéteres.



Diseño inteligente

Los bordes perimetrales anticaída de la superficie, una bandeja para el teclado y el almacenaje externo del PC maximizan el espacio de trabajo. El brazo Flo del monitor también admite tabletas y ordenadores portátiles, permitiendo su ajuste en altura, ángulo y orientación.



Seguridad añadida

Los carros ofrecen múltiples soluciones para la seguridad. Incluyen puertas de bloqueo que pueden ser cerradas mediante llave o código, o funcionar mediante un lector de proximidad. Las puertas de bloqueo, al ser cerradas, se bloquean automáticamente.



Distribución de medicación

Nuestro carro de doble-ancho es una minifarmacia con ruedas. La medicación puede distribuirse en plantas o áreas específicas, y almacenarse en los carros de medicación. La seguridad de dicha medicación se obtiene mediante un gran número de opciones de cerraduras.



Versatilidad y capacidad de almacenaje

Los carros altos y de doble-ancho ofrecen gran capacidad de almacenaje y facilidad en la extracción de instrumentos de gran volumen, además de una variedad de configuraciones interiores que combinan cajones y estantes para guardar elementos de menor tamaño.



Opciones de configuración interior y sistemas de cierre

La puerta de cortina es ideal para carros que no necesitan seguridad, se mantiene el material limpio, al mismo tiempo que se consigue mayor ligereza. Los estantes emparrillados y sólidos, así como nuestra gran diversidad de cajones y kits organizativos, ofrecen una gran variedad de opciones para configurar el carro.



Fácil acceso

Los carros tienen plataformas elevadas que permiten el acceso al material desde cualquier ángulo. La plataforma elevada permite tener el material necesario cerca y mantiene la superficie del carro y el acceso al contenido de los cajones libre.



Fácil identificación

Las etiquetas de color permiten la identificación inmediata del contenido de cada cajón. Las etiquetas pueden retirarse, de manera que puede reorganizarse el contenido de los cajones y pegar una nueva etiqueta acorde a la nueva organización.

Carros “L”

Gran abanico de utilidades, fácil movilidad y tamaño compacto

Los carros “L” ofrecen la posibilidad de transportar material genérico en un formato que ahorra espacio, permite una gran movilidad y asegura el almacenaje eficiente. Estos carros están hechos de materiales de alta durabilidad, llevan ruedas de calidad y su práctico diseño permite soportar el recorrido y utilización diaria. Los carros “L” pueden complementarse con contenedores “C” que permiten añadir cajones y estantes al carro, y pueden ser lavados en un túnel de lavado. Los contenedores “C” pueden incluir también encimeras, creando así una superficie de trabajo instantánea y robusta en el carro.





Organizado para ofrecer movilidad

Nuestro carro "L" está diseñado para el uso en áreas de mucha movilidad. Utiliza los mismos cajones universales que se utilizan en todos nuestros carros.



Opciones de cajón

Los cajones permiten transformar rápidamente un carro, configurándolo para distribuir materiales más pequeños. Los tamaños de los cajones se ajustan a su función, incluyendo opciones para áreas de triaje.



Compatibles con MRI

Carros especialmente diseñados para no interferir con los equipos de resonancia magnética.



Componentes intercambiables

Los contenedores "C" y las encimeras se ubican en una de las cuatro ranuras de los carros, de manera que se pueden mover o extraer los componentes fácilmente sin necesidad de herramientas, adecuando el carro a la necesidad del momento y al material que debe contener.

Carros altos

Gran capacidad, espacio eficiente y facilidad de limpieza

Los carros altos aprovechan la ventaja de su configuración vertical para ofrecer una gran capacidad de almacenaje móvil, ocupando un espacio reducido. También pueden formar parte de un raíl de pared Co/Struc®. Las puertas tipo persiana permiten almacenar el material de manera segura y limpia. Vienen con opciones de puertas transparentes o sólidas de distintos colores. Los carros altos pueden lavarse en un túnel de lavado.





Rack de catéteres

Una de las opciones para la optimización de los carros altos consiste en incluir un rack de tres o cuatro líneas de catéteres. Cada línea incluye un portaetiquetas frontal y cuatro ganchos con portaetiquetas lateral.



Control de infecciones

Los componentes del carro pueden extraerse fácilmente para su limpieza. Los cajones y estantes de plástico pueden limpiarse mediante lavado manual o en un túnel de lavado junto con el propio carro.



Almacenaje eficiente

Mediante una combinación de cajones, estantes y separadores se personaliza el interior del carro con el objetivo de hacer un uso inteligente del espacio vertical.



Acceso visual

La puerta de cristal facilita la identificación del contenido del carro. Las etiquetas en los cajones proporcionan una referencia visual.

Elementos para cajones

Organice el interior de sus carros para optimizar su uso

Nuestros cajones están diseñados pensando en el uso que se les va a dar. Tienen las esquinas redondeadas y no tienen perforaciones. Un tirador facilita la apertura completa del cajón desde cualquier punto. Cada centímetro ofrece acceso para su limpieza. El color está integrado en el mismo material, en lugar de pintado sobre la superficie, por lo que el cajón mantendrá su color intacto y una buena apariencia tras años de uso y limpieza.

Los cajones con guías de extensión completa ofrecen fácil acceso al contenido y, al mismo tiempo, los cajones se pueden retirar completamente. Se puede asegurar que el cajón no se caiga mediante topes opcionales, y permitir a la vez su extracción simplemente levantándolos y retirándolos fácilmente para su reaprovisionamiento o completa limpieza. Puesto que los cajones son intercambiables con productos de transporte y almacenaje, el contenido se puede extraer y almacenar en un ambiente estéril y luego transferirse cuando sea necesario.

La seguridad de los cajones se puede configurar con o sin cerradura, y con o sin tapa, para cumplir con el nivel de seguridad deseado. Ofrecemos tapas transparentes o con colores sólidos, así como cubiertas glaseadas. Los divisores para cajones y subcontenedores se pueden pedir con distintas configuraciones de juegos. Los juegos se pueden extraer del cajón para su limpieza, reorganización y reaprovisionamiento.



Cajones

Los cajones son el componente más usado de cualquier carro. Nuestros cajones son fáciles de limpiar, a la vez que se pueden configurar sin necesidad de herramientas. Los portaetiquetas disponibles ofrecen una organización lógica, protección para etiquetas y mantienen limpia y ordenada la parte frontal del cajón.



Subcontenedores

Un sistema único de recipientes con capacidad de división que ayuda a gestionar las provisiones mejor que el sistema convencional, y puede modificarse con mayor comodidad para ajustarse a los cambios de embalajes de las provisiones.



Estantes

En función del uso del carro o del material que éste vaya a contener, puede configurarlo con estantes sólidos o emparrillados. Los estantes sólidos son reversibles, planos por un lado y con un borde sobresaliente en el otro. Puede añadirse un estante para teclado o divisores para estantes emparrillados en los carros de especialidades o de provisiones.



Casetes

Permiten identificar y organizar el producto o medicamento de cada paciente de forma individualizada. Los casetes, disponibles para todo tipo de carros, pueden ser intercambiados entre los carros de planta y los carros altos de transporte. Los casetes incluyen contenedores con divisores y clips portaetiquetas.

Colores disponibles

Desde colores neutros a colores saturados

Nuestros carros están disponibles en 4 colores y los cajones en 15 colores, ofreciendo una amplia gama de tonos cálidos, fríos y neutros.

Las etiquetas de colores pueden añadirse a los cajones y usarse para la identificación del contenido. Las etiquetas son removibles, de manera que se puede reorganizar el contenido de los cajones y reetiquetarlos con un nuevo color según cambian las necesidades.



Cuerpo del carro y marcos de las puertas
Acabado



Light Tone
LT

Warm Grey Neutral
WN

Inner Tone Light
HF

Soft White
LU

Cajón
Acabado



Light Tone
LT

Warm Grey Neutral
WN

Inner Tone Light
HF

Soft White
LU

Khaki
1B



Terra Cotta
ZP

Juniper
2B

Java
5B

Plum
4B

Midnight
6F



Deep Blue
DA

Aquamarine
5E

Beachglass
3B

Yellow
YT

Vivid Red
VR

Insertos para puertas
Acabado



Light Tone
LT

Warm Grey Neutral
WN

Inner Tone Light
HF

Soft White
LU

Clear Acrylic
TR

Puertas tipo persiana
Acabado



Beachglass
3B

Deep Blue
DA



Light Tone
LT

Warm Grey Neutral
WN

Inner Tone Light
HF

Soft White
LU

Clear Acrylic
TR


Accesorios

Añada funcionalidad y personalice su carro acorde a sus necesidades

Nuestros carros están diseñados para mejorar su productividad y comodidad. Los accesorios para los carros de especialidades o de provisiones pueden colocarse en distintas posiciones, encima o debajo de la superficie del carro, dándole la posibilidad de elegir dónde instalar cada producto – y la posibilidad de cambiarlos a otra ubicación cuando necesite una configuración diferente.

Algunos accesorios se ajustan firmemente a un raíl universal y pueden extraerse fácilmente para su limpieza o reposición. Este raíl puede ser instalado en el lateral de un carro alto o en los laterales y parte posterior de los demás tipos de carros. Entre las opciones existe una cesta que le permite extraer paquetes de sutura individualmente de una caja, sin tener que quitar la caja entera y una abrazadera para raíl que permite fijar su equipamiento específico al carro.

También existen accesorios que permiten informatizar los carros.



Estantes para catéteres torácicos



Superficie de protección transparente



Bandeja para desfibrilador



Soporte para caja de guantes



Gancho



Papelera



Soporte de velcro para contenedor de agujas



Soporte para documentos



Línea de tomas de corriente



Casete superior basculante



Cesta pequeña



Cesta de suturas



Cesta grande



Abrazadera para raíles



Soporte para cables

Nuestros carros de almacenaje y transporte pueden diseñarse para satisfacer sus necesidades particulares y adaptarse a futuros cambios. Nuestros carros contribuyen a la mejora del trabajo de los profesionales dedicados al cuidado de personas en un ambiente completamente adaptable.



Palex

PALEX MEDICAL

Automatización e Ingeniería

Jesús Serra Santamans, 5
08174 Sant Cugat del Vallès
Barcelona

T +34 934 006 671

F +34 934 006 501

palexmedical@palex.es

   palexmedical.com

Para más información, visite hermanmiller.com/healthcare o llame al 888 443 4357.

HermanMiller, CoStruc, y Flo son marcas registradas de Herman Miller, Inc.

Impreso en E.E. U.U. Le agradecemos que recicle.
© 2017 Herman Miller, Inc., Zeeland, Michigan M.HC230
Se reservan todos los derechos.